

Dok.-Nr.: 1011395
Version: 1
Ablaufdatum: 01.12.2024
Freigabedatum: 02.12.2022

Katheterspitzen

Katheterspitzen Indikationen

- Verdacht auf Katheter-assoziierte Infektionen

Vorgehensweise

- Insertionsstelle desinfizieren, Katheter ziehen, Spitze (ca. 4-6 cm) abschneiden und in ein Transportgefäß (ohne Zusatz von Nährmedien) geben.
- Gefäß mit entsprechendem Barcodeaufkleber versehen und bis zum Transport ins Labor bei 4°C lagern.

Autor:	Juretzek
Verantwortlich:	Beyreiß, Peltroche, Juretzek QMB, Giese, Johanna, Krause, Sandra, Juretzek Admin
Freigabe durch:	Peltroche, Juretzek QMB
Hinweis:	GMP-Dokument gültig 14 Tage nach Freigabedatum. Ausdrücke auf weißem Papier sind unkontrollierte Kopien. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version im Curator übereinstimmt.